Маска носовая Lowenstein JOYCE SilkGel

ФСЗ 2010/07940

носовая, вентилируемая / невентилируемая, с лобным упором, размер S / M / L

Lowenstein Medical, Германия



Характеристики

Прилегание к лицу	носовая
Тип	вентилируемая / невентилируемая
Лобный упор	с лобным упором
Размер	S / M / L




Дополнительные характеристики

Маска носовая JOYCE SilkGel – используется для лечения остановки дыхания во время сна и для неинвазивной и нежизнеобеспечивающей ИВЛ у пациентов с вентиляционной дыхательной недостаточностью. Наполненные гелем подушка для маски и подушка для лба, покрыты шелковистым гладким силиконом SilkTec.

Размеры: S / M / L.
Диапазон давлений: 4-40 гПа.

Модификации:
• Маска JOYCE SilkGel vented – вентилируемая (с портом сброса воздуха). Используются для неинвазивной вентиляции легких с аппаратами, не имеющими собственную систему отвода отработанного воздуха.
• Маска JOYCE SilkGel non vented – невентилируемая (без порта сброса воздуха). Используются для неинвазивной вентиляции легких с аппаратами, имеющими собственную систему отвода отработанного воздуха.

Сравнение носовых масок Lowenstein

Cara	JOYCEone	JOYCEeasy	JOYCE SilkGel
 Два размера, подходят для 95% лиц	 один размер / более широкая и гибкая на переносице	 более широкая на переносице / размеры подходят для более длинных лиц, чем JOYCE	 более узкая на переносице / заполнена гелем