Маска рото-носовая Lowenstein JOYCE SilkGel FF

ФСЗ 2010/07940

рото-носовая, вентилируемая / невентилируемая, с лобным упором, размер S / M / L

Lowenstein Medical, Германия



Характеристики

Прилегание к лицу	рото-носовая
Тип	вентилируемая / невентилируемая
Лобный упор	с лобным упором
Размер	S / M / L





Дополнительные характеристики

Маска JOYCE SilkGel Full Face используется для лечения остановки дыхания во время сна и для неинвазивной и нежизнеобеспечивающей ИВЛ у пациентов с вентиляционной дыхательной недостаточностью. Наполненные гелем подушка для маски и подушка для лба, покрыты шелковистым гладким силиконом SilkTec.

Размеры: S / M / L.

Модификации:
• Маска JOYCE SilkGel FF vented – вентилируемая (с портом сброса воздуха). Используются для неинвазивной вентиляции легких с аппаратами, не имеющими собственную систему отвода отработанного воздуха.
• Маска JOYCE SilkGel FF non vented – невентилируемая (без порта сброса воздуха). Используются для неинвазивной вентиляции легких с аппаратами, имеющими собственную систему отвода отработанного воздуха.

Сравнение рото-носовых масок серии JOICE

JOYCEone FF	JOYCEeasy FF	JOYCEeasy next FF	JOYCE SilkGel FF
 один размер / более широкая и гибкая на переносице	 более широкая на переносице / размеры подходят для более длинных лиц, чем JOYCE	 более широкая и длинная, чем JOYCEeasy Full Face / высокие давления	 более узкая на переносице / заполнена гелем