Гематологический контроль Para 12 Plus

ФСЗ 2011/09524

контроль, для анализаторов Abbott, нормальный / низкий / высокий, 3 мл

Streck, США



Характеристики

Тип	контроль
Для анализаторов	Abbott
Уровень	нормальный / низкий / высокий
Объем	3 мл
Срок использования	в закрытой таре - 75 суток, после вскрытия - 7 суток

Дополнительные характеристики

Фасовка:
- Para 12® Plus, 4 x 3.0 mL (4 Low). кат. номер 218924
- Para 12® Plus, 4 x 3.0 mL (4 Normal), кат. номер 218914
- Para 12® Plus, 4 x 3.0 mL (4 High), кат. номер 218934
- Para 12® Plus, 12 x 3.0 mL (4 Low, 4 Normal, 4 High), кат. номер 218913
- Para 12® Plus, 12 x 3.0 mL (1 Low, 1 Normal, 1 High), кат. номер 218903-RU

Количество параметров: 20-24.

Контрольная кровь Para 12 Plus применяется на анализаторах: Abbott CELL-DYN 3200, 3500, 3700, Ruby.