# Ортез лучезапястный OPPO Medical 1084

ФСЗ 2011/11093

ортез, для верхних конечностей, фиксация застежка контакт, размер S 140 - 159 мм / M 165 - 184 мм / L 191 - 210 мм / XL 216 - 235

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



## Характеристики

| | |
|---|---|
| Вид | ортез |
| Назначение | для верхних конечностей |
| Фиксация | застежка контакт |
| Материал | нейлон / хлопок |
| Размер | S 140 - 159 мм / M 165 - 184 мм / L 191 - 210 мм / XL 216 - 235 |

## Дополнительные характеристики

**Описание**

Ортопедический лучезапястный ортез 1084 Oppo предназначен для поддержки лучезапястного сустава и восстановления после травм и вывихов в раннем периоде.

**Материал ортеза:** хлопок, нейлон, застежка-липучка.

**Функции**

- способствует уменьшению отечности и болевых ощущений после травм, вывихов и растяжений.
- обеспечивает легкую фиксацию лучезапястного сустава.
- способствует правильному положению сустава большого пальца.
- выбор размеров для пациентов с окружностью запястья от 14 до 23.5 см.

**Показания**

- восстановление после травм, вывихов на запястье.
- повреждения сухожилий и связок.
- нагрузки при занятиях спортом и физическим трудом.
- нестабильное положение суставов запястья.

Внимание! Не надевайте ортез после нанесения согревающих кремов и мазей.