Пробирка вакуумная Improvacuter с гепарином натрия

ФСЗ 2010/06624

гепарин натрия, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 9.0 / 9.5 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код зеленый, пластик

Guangzhou Improve Medical Instruments, Китай



Характеристики

Тип	гепарин натрия
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 9.0 / 9.5 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Improvacuter с гепарином натрия предназначены для получения плазмы, используемой в биохимических исследованиях.

Наполнитель: гепарин натрия (12-30 МЕ гепарина на 1 мл крови).
Материал для исследования: плазма.
Применение: клиническая химия.
Центрифугирование: 2000-3000 g, 15 минут.
Срок хранения биоматериала: при исследовании АСТ, АЛТ, билирубина общего и прямого, ГГТ - не более 6 часов при комнатной температуре.

Типы крышек:



Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Тип крышки
3	13×75	Гепарин натрия	SCA
4		Гепарин натрия	
2	13×100	Гепарин натрия	
3		Гепарин натрия	
4		Гепарин натрия	
5		Гепарин натрия	
6		Гепарин натрия	
8	16×100	Гепарин натрия	SCB
9		Гепарин натрия	
9.5		Гепарин натрия	