Раствор промывающий ABX Cleaner

ФСЗ 2011/08890

детергент, для анализаторов ABX, для промывки апертур и камер, объем 0.5 л

HORIBA ABX SAS, Франция



Характеристики

Тип	детергент
Для анализаторов	ABX
Назначение	для промывки апертур и камер
Объем	0.5 л

Дополнительные характеристики

Для анализаторов ABX Micros 60.
Бесцветная прозрачная жидкость.
Упаковка - пластиковая четырехгранная бутыль 1 литр, с двойной пробкой из пластика и полиуретана с защитой от вскрытия. Диаметр резьбы 38 мм, длина нити резьбы – 1 ¾ оборота. Резьбовое соединение предназначено для герметичного противопылевого соединения бутыли с магистралью забора реактива в анализатор.
На бумажной этикетке бутыли обозначено название реагента и нанесен штрих-код, содержащий всю необходимую информацию для автоматического менеджмента системы реагентов.
Реагент должен соответствовать рекомендациям завода-производителя гематологических анализаторов HORIBA ABX SAS, изложенных в Руководстве пользователя гематологическими анализаторами компании HORIBA ABX SAS, прилагаемых в обязательном порядке к поставленному оборудованию.