Разбавитель ABX Minidil LMG

ФСЗ 2011/08890

дилюент, для анализаторов ABX, для разведения, стабилизации, подсчета и дифференциации клеток крови, объем 10 л / 20 л

HORIBA ABX SAS, Франция



Характеристики

Тип	дилюент
Для анализаторов	ABX
Назначение	для разведения, стабилизации, подсчета и дифференциации клеток крови
Объем	10 л / 20 л

Дополнительные характеристики

Для анализаторов ABX Micros 60.
Упаковка состоит из плотной картонной кубической коробки, на которой обозначено название реагента, защищающей саму емкость от физических повреждений, и собственно реактив - от действия света и прямых солнечных лучей, одновременно используемой для транспортировки и хранения в «несколько этажей». Внутри коробки находится мягкая пластиковая канистра объемом 20 литров с резьбовой пробкой. Диаметр резьбы 38 мм, длина нити резьбы – 1 ¾ оборота. Резьбовое соединение предназначено для герметичного противопылевого соединения канистры с магистралью забора реактива в анализатор.