Реклинатор ортопедический Крейт Д-130

ФСР 2009/04984

корсет корректор осанки, для верхнегрудного отдела,
на крючках, цвет белый

Крейт ООО, Россия



Характеристики

Тип	корректор осанки
Назначение	для верхнегрудного отдела
Фиксация	на крючках
Цвет	белый

Дополнительные характеристики

Реклинатор ортопедический Крейт Д-130

Воздействие:
- поддержка правильной осанки за счет регулируемого разведения плеч;
- фиксация и разгрузка грудного отдела позвоночника;
- нормализация мышечного тонуса;
- создание эффекта Push-UP груди.

Показания к применению:
- различные варианты нарушения осанки у взрослых;
- остеохондропатии позвоночника легкой степени;
- миозиты и межреберные невралгии в грудном отделе позвоночника.

Особенности конструкции:
- незаметен под одеждой;
- изготовлен из эластичного кружевного полотна;
- подкладка - эластичное функциональное полотно;
- спереди трехрядная застежка на крючки;
- состав: 77% полиамид, 13% эластан, 5% полиэфир, 5% латекс.

Инструкция к применению:
- наденьте реклинатор, расправив его на спине;
- отрегулируйте степень фиксации под грудью с помощью трехрядной застежки на крючки;

- отрегулируйте степень фиксации боковых лямок с помощью трехрядных застежек на крючки.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов изделия;
- воспалительные кожные заболевания.