Шина ортопедическая Intrarich Splint

ФСЗ 2008/02197

шина, иммобилизация верхних конечностей,
подкладка

Woosam Medical Co., Ltd., Южная Корея



Харктеристики

Тип	шина
Иммобилизация	верхних конечностей
Подкладка	Да

Дополнительные характеристики

Ортопедическая шина INTRARICH SPLINT предназначена для наложения обычной ортопедической шины. Удобна для использования как в условиях экстренной иммобилизации, так и при наложении по различным показаниям.

Ортопедическая шина INTRARICH SPLINT изготовлена из трикотажного многослойного влагопроницаемого материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Время наложения шины 3- 4 минуты, под воздействием влаги принимает форму в течение 20 минут.

Размеры:
- 5 x 25 см / 5 x 450 см
- 7.5 x 30 см / 7.5 x 87.5 см
- 10 x 37.5 см / 10 x 450 см / 10 x 75 см
- 12.5 x 75 см / 12.5 x 112.5 см
- 15 x 450 см

Поставляется в фольгированной упаковке в двух вариантах: шина в рулоне и шины определенной длины в индивидуальных пакетах.

Преимущества:
- легко принимает необходимую форму;
- хорошо держит форму;
- проницаема рентгеновскими лучами;
- изготовлена из легкого материала;
- удобна в применении;

- поставляется в разнообразных размерах;
- легко сгорает при утилизации.